

Biopsia de Vellosidades Coriales: Instrucciones para el envío de muestras

- ❗ La muestra de vellosidades coriales debe obtenerse en condiciones estériles, es importante obtener la cantidad adecuada de muestra para lograr un cultivo exitoso.
- ➡ Enviar la muestra con el consentimiento informado firmado y la orden de estudio citogenético con los datos solicitados.

Condiciones de la muestra

VOLUMEN	Solicitar al laboratorio el kit estéril de transporte* . Colocar la muestra en el tubo de centrifuga estéril que contiene el medio de transporte.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	Remitir la muestra inmediatamente al laboratorio o conservarla en refrigeración de 2 - 8°C por un plazo máximo de 24 horas. NO CONGELAR.
CONSIDERACIONES DE TRANSPORTE	Desde el interior del país: Enviar la muestra con geles refrigerantes evitando el contacto directo del gel con la muestra. Coordinar la hora de llegada al laboratorio para facilitar la disposición de recursos y su procesamiento.
ESTABILIDAD	Para garantizar un cultivo exitoso, la muestra debe llegar dentro de las primeras 24 horas.

*Kit estéril de transporte: tubo cónico estéril, medio de cultivo y orden médica.

Entrega de resultados

- ✓ **Tiempo:** 15 calendario.
Nota: Al ser un cultivo de células vivas, el tiempo de respuesta es promedio. Asimismo, existe una tasa de fallo de cultivo del 1-2%.